



ÖZET

MR-Deterjan Solüsyonu, Mindray BS serisi otomatik biyokimya analizörlerinde bulunan indirekt ISE (İyon Selektif Elektrot) modülünün boru hattını ve elektrotların akış hücrelerini temizlemek amacıyla kullanılır.

MR-Deterjan Solüsyonunu, analizöre ait kullanıcı kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda kullanınız.

İÇERİK VE GÖRÜNÜM

MR-Deterjan Solüsyonu; çökelti, süspansiyon ve partikül içermeyen hafif sarı ve şeffaf bir sıvı olmalıdır. Aksi halde kullanmayınız.

MR-Deterjan Solüsyonu içerik olarak:
%3 ~ %5 w/w etkin klor derişimine sahip sodyum hipoklorit içermektedir.

SAKLAMA VE KARARLILIK

MR-Deterjan Solüsyonu, 5°C ~ 25 °C sıcaklıkta saklandığında ve ağzı açılmadığı takdirde, etikette belirtilen son kullanma tarihine kadar kararlıdır. Deterjan şişesi ışıktan uzak tutulmalıdır. Kullanımdan sonra ağzı derhal kapatılmalı ve uygun şartlarda depolanmalıdır. Açılan ürünler, 5°C ~ 25 °C sıcaklıkta saklandığı takdirde en az 2 ay boyunca kararlıdır.

SINIRLAMALAR

Bu ürün yalnızca BS serisi biyokimya analizörlerinin ISE (İyon Selektif Elektrot) modülü için geçerlidir. Ayrıca taahhüt edilen sonuçlar, yalnızca cihaz kılavuzunda belirtilen şekilde testlerin işlenmesiyle ve ürünün doğru şekilde saklanmasıyla elde edilir.

UYARILAR

1. Bu ürün son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.
2. Bu ürünü kullanırken, uygun kişisel koruyucu ekipman (eldiven, laboratuvar önlüğü, laboratuvar gözlüğü vs.) kullanınız ve güvenli laboratuvar prosedürlerine uyunuz.
3. Bu ürün yalnızca nitelikli/eğitilmiş laboratuvar ve sağlık çalışanları tarafından kullanılmalıdır.
4. Bu ürünü solumayınız ve/veya yutmayınız. Soluma veya yutma durumunda derhal doktorunuza danışınız. Ciltle temastan kaçınınız. Cilde teması halinde etkilenen bölgeyi bol su ile yıkayınız. Gözle temastan kaçınınız, gözle teması halinde etkilenen bölgeyi bol su ile yıkayıp derhal doktorunuza danışınız.
5. Atık ürünü ve ambalajları yerel devlet düzenlemelerine uygun bir şekilde bertaraf ediniz.
6. Talep üzerine malzeme güvenlik bilgi formu temin edilebilir.

MR-Deterjan Solüsyonu

UYGULAMA

MR-Deterjan Solüsyonu yalnızca Mindray marka, BS serisi biyokimya analizörlerinde kullanılmak için uygundur.

ÖNLEM

MR-Deterjan Solüsyonu, yalnızca eğitimli laboratuvar personeli tarafından, **in vitro tanı** amaçlı kullanılmalıdır.

ÜRÜN KULLANIMI

Ürün BS serisi biyokimya analizörünüzde bulunan kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ

2 × 100 ml

ÜRETİCİ BİLGİLERİ

Üretici:

BİO AKTİF KİMYA İTH. İHR. İML. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Adres:

İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Güteryüz Sanayi Sitesi, 1352. Cadde, No:24, Yenimahalle/Ankara-Türkiye, ZIP: 06378



Web: www.bioaktifkimya.com

Tel: +90 312 395 07 81


Faks: +90 312 395 07 82


e-posta: info@bioaktifkimya.com

SEMBOLLER


 Üretici firma  Uyarı

 Kullanım talimatı

 Saklama sıcaklık sınırı

 Son kullanma tarihi

 LOT Bilgisi

 In vitro tıbbi tanı

 Referans numarası



SUMMARY

MR-Detergent Solution is used to clean the electrodes flowcell as well as the pipeline of the ISE module on Mindray BS series automated biochemistry analysers.

Use the MR-Detergent Solution as instructed by the operators manual of the analyser.

APPEARANCE AND COMPONENTS

MR-Detergent Solution should be free of any precipitations, suspensions and floccules of any kind. It should be a slight yellow, transparent liquid. Do not use the product if it does not fit these specifications.

MR-Detergent Solution contains:
%3 ~ %5 w/w Sodium hypochlorite (effective chlorine concentration)

STORAGE AND STABILITY

MR-Detergent Solution is stable until its expiration date when its stored unopened at 5°C ~ 25 °C. The detergent vial should be kept away from light and should be capped tightly after use. Opened products are stable for 2 months if the product is kept under 5°C ~ 25 °C away from light.

LIMITATIONS

This product only applies to indirect ISE modules of Mindray BS series biochemistry analysers. In addition, the warranted results only come from processing tests strictly as instructed in the instrument manual and storing the product correctly.

WARNINGS

1. This product should not be used past the expiration date.
2. Wear proper personal protective equipment (such as gloves, safety goggles, lab coat etc.) and follow safe laboratory procedures when handling this product.
3. This product must be handled by skilled/trained medical professionals only.
4. Do not inhale or/and ingest this product. In case of inhaling or ingestion, consult a physician immediately. Avoid skin contact. In case of skin contact, flush the affected area with plenty of water. Avoid eye contact. In case of eye contact, flush the affected area with plenty of water and consult a physician immediately.
5. Dispose of any discarded material in accordance with the local government regulations.
6. Material safety data sheets are available upon request.

MR-Detergent Solution

APPLICATIONS

MR-Detergent Solution is only compatible with Mindrays BS series biochemistry analysers.

PRECAUTIONS

MR-Detergent Solution should only be used by trained medical professionals or laboratory staff for *in vitro diagnostic* use only.

HOW TO USE THIS PRODUCT

This product should be used as instructed on the user manual of your BS series biochemistry analyser.

PACKAGE CONTENTS

2 × 100 ml

MANUFACTURER INFORMATION

Manufacturer:

BİO AKTİF KİMYA İTH. İHR. İML. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Adress:

İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Güteryüz Sanayi Sitesi, 1352. Cadde, No:24, Yenimahalle/Ankara-Türkiye, ZIP: 06378

Web: www.bioaktifkimya.com

Tel: +90 312 395 07 81

Fax: +90 312 395 07 82

e-mail: info@bioaktifkimya.com

SYMBOLS



Manufacturer



Warning



Instructions for use



Temperature limit



Expiration date

LOT

LOT information

IVD

In vitro diagnostics

REF

Reference number